

## 소아용 탈부하 보행보조기 KU-200C



### SPEC

규격(mm)	1200 x 1050 x 1500~1800
무게(kg)	35kg
허용하중	150kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구성품	본체, 핸드 스위치, 슬링시트

### Features

- 소아용 보행보조 리프트.
- 핸드 스위치를 통한 편리한 조작.
- 전동식 리프트 높이 조절.
- 충전형 배터리 내장.
- 트레드밀에서 사용가능.
- 허용하중 150kg.



## 환자이동용 리프트 KL300



### SPEC

규격(mm)	1400 x 850 x 1060~1915
무게(kg)	65kg
허용하중	150kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구성품	본체, 핸드 스위치, 배터리 및 충전기, 슬링시트

### Features

- 핸드스위치를 통한 편리한 조작.
- 전동식 높이 조절.
- 충전형 배터리 내장.
- 잠금기능이 있는 구동바퀴 장착.
- 앞바퀴 폭 조절 기능.
- 허용하중 150kg.