


# 전동 틸트테이블 Conble 104AD

COLOR



## SPEC

규격(mm)	2000 x 700 x 480~930 (W x L x H)
무게(kg)	120Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, Arm rest, 고정용 벨트(3EA), 디지털 디스플레이



## Features

- 저소음 저진동 3모터 구동방식.
- 전동식 상·하 높이 조절.
- 전동식 경사기립 각도 조절(0~90°).
- 전동식 발판 각도 조절.
- 안전 높이 감지센서 내장, 현재 높이 표시기능.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.
- 디지털 디스플레이, 각도, 시간 설정기능, 전자동 동작, 알람기능.
- 좌우 분리형 Arm rest.
- 원터치 방식의 이동 및 고정.