


C-Arm 테이블

Conble C-Arm

SPEC

규격(mm)	2000 x 600 x 700~950 (W x L x H)
무게(kg)	65Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치, 풋 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 풋 스위치



Features

- 저소음 저진동 2모터 구동 방식.
- 접이식 다리 받침대 부착.
- 간편한 고정 및 이동 장치 부착.
- 3D 투시 가능. (매트부분:X-ray투과 장애물 없음)
- 최저높이 70cm, 최고높이 95cm 조절 기능.
- C-Arm 가동 범위 1400mm.
- 원터치 방식 이동 및 고정 장치 부착.
- 전후 틸팅기능.