

# 다기능 소아용 전동 틸트테이블 Conble CT

COLOR



## SPEC

규격(mm)	1540 ~ 1000 x 700 x 540mm (W x L x H)
무게(kg)	60Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 고정용 벨트(2EA), 작업테이블



## Features

- 소아용 틸트테이블, 작업테이블, prone stander 기능.
- 전동식 테이블 경사·기립 각도 조절(0~90°).
- 좌우 발판 각도 조절기능.
- 각도 조절식 작업테이블 부착.
- 신장에 맞는 높이 조절기능.
- 주저앉기 방지기능, 골반 고정기능, 허리 받침대.
- 잠금기능이 있는 구동바퀴(4EA) 장착.