

스페셜 2단 전동테이블

Conble G2

COLOR



SPEC

규격(mm)	1970 x 700 x 460~900mm (W x L x H)
무게(kg)	70kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	풋스위치
구동	전동 모터 DC24V
구성품	본체, 풋스위치



Features

- 저소음, 저진동 1모터 구동 방식.
- 전동식 상·하 높이조절.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.
- 하부 프레임 레일 이동방식으로 바닥을 긁지 않고 안전함.
- 가스 쇼바에 의한 머리판 각도 조절(-90 ~ 40°).
- 원터치 방식의 풋 스위치로 상·하 높이조절.