

스페셜 1단 보바스테인블 Conble GB1

COLOR



SPEC

규격(mm)	2000 x 1200 x 460~900 (W x L x H)
무게(kg)	80Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	풋 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 풋 스위치



Features

- 저소음 저진동 1모터 구동 방식.
- 전동식 상·하 높이 조절.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.
- 하부프레임 레일 이동방식으로 바닥을 긁지 않고 안전함.
- 원터치 방식의 풋 스위치로 상·하 높이 조절.