

# 스페셜 2단 보바스테이블 Conble GB2

COLOR



## SPEC

규격(mm)	2000 x 1200 x 460~900mm (W x L x H) (등판 850 X 700 / 몸판 1150 X 700)
무게(kg)	110Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치, 풋 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 풋 스위치



## Features

- 저소음 저진동 2모터 구동 방식.
- 전동식 상·하 높이 조절.
- 전동식 등판 각도 조절.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.