

# 슬라이드 하지 재활장비 Conble LS

COLOR



## SPEC

규격(mm)	2100 x 660 x 580~825mm (W x L x H)
무게(kg)	164Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구동	전동모터 DC24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 고정용 벨트(1EA), 건축 격리 거치대



## Features

- 중력에 의한 체중부하 조절을 이용한 하지재활.
- 하지근육의 미세 조절능력 강화 훈련.
- 전동식 경사조절(0~43°).
- 전동식 Up/Down(58~82.5cm).
- 편마비 환자를 위한 좌우발판 분리 기능.
- 슬관절 굽힘 각도 조절 기능.
- 건축 다리의 훈련방해 배재를 위한 건축 격리장치.