

1단 보바스테인블 Conble NB1

COLOR



SPEC

규격(mm)	2000 x 1200 x 460~900 (W x L x H)
무게(kg)	105Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치, 3면 바 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 3면 바 스위치



Features

- 저소음 저진동 1모터 구동방식.
- 전동식 상·하 높이 조절.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.
- 원터치 방식의 이동 및 고정.
- 3면 바 스위치로 상·하 조절.
- 원터치 방식의 핸드 스위치로 상·하 높이 조절.