

# 2단 전동테이블 Conble NS2

COLOR



## SPEC

규격(mm)	1970 x 700 x 460~900mm (W x L x H) (머리판 450 x 700 / 몸판 1500 x 700)
무게(kg)	80Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치, 3면 바 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 3면 바 스위치



## Features

- 저소음 저진동 1모터 구동 방식.
- 전동식 상·하 높이 조절.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.
- 가스 쇼바에 의한 머리부분 각도 조절(-90 ~ 40°).
- 원터치 방식의 이동 및 고정.
- 3면 바 스위치로 상·하 조절.
- 원터치 방식의 핸드 스위치로 상·하 높이 조절.