

3단 전동테이블 Conble NS3

COLOR



SPEC

| | |
|--------|--|
| 규격(mm) | 1970 x 700 x 490~930 (W x L x H) (머리판 450 x 700 / 등판 610 x 700 / 다리판 900 x 700) |
| 무게(kg) | 110Kg |
| 전원 | AC 220, 60Hz |
| 작동 | 핸드 스위치, 3면 바 스위치 |
| 구동 | 전동 모터 DC 24V |
| 구성품 | 본체, 핸드 스위치, 3면 바 스위치 |



Features

- 저소음 저진동 3모터 구동 방식.
- 전동식 상·하 높이 조절.
- 전동식 허리, 다리판 각도 조절.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.
- 원터치 방식의 이동 및 고정.
- 3면 바 스위치로 상·하 조절.