


전동식 샤워침대 Conble ST

SPEC

규격(mm)	2000 x 810 x 570~1020 (W x L x H)
무게(kg)	80Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 리모컨 보관함, 전원선 보관함, 충전 배터리



Features

- 중환자,노약자 및 중증 장애인의 전동 샤워 침대.
- 저소음 저진동 1모터 구동 방식.
- 핸드스위치를 통한 편리한 조작.
- 전동식 샤워침대 높이 조절.
- 샤워침대 받침대의 경사각 수동 조절을 통한 편리한 배수 .
- 원터치 배수구(2EA)를 통한 빠른 배수.
- 전원이 없는 장소에서 사용을 용이하게 하는 충전형 배터리 내장.
- 녹방지 스테인리스 소재.
- 이동을 위한 전원선 및 핸드스위치 보관 장치.