

틸팅겸용 환자용침대 Conble TB

SPEC

규격(mm)	2000 x 1000 x 540 (W x L x H)
무게(kg)	70Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 사이드레일, 식탁, 고정용 벨트(3EA)



Features

- 저소음 저진동 2모터 구동 방식.
- 전동식 침대각도 조절 기능(0~90°).
- 전동식 상체부분 경사 조절(0~90°).
- 기립훈련이 가능.
- 낙상방지용 사이드 레일.
- 접이식 식탁 부착.
- 환자 고정용 벨트 3개.