

전동파라렐바 KP-100

SPEC

규격(mm)	환자보행부 400~600 x 3000 x 650~1050 (W x L x H) 베이스보드 900 x 3000 (WxL)
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치



Features

- 저소음 고속 3단 동기 제어.
- 4개 기둥이 각각 높낮이 조절 가능.
- 높이 조절 기능 (650~1050mm).
- 좌우 각각 조절 가능.
- 폭 조절 가능 (수동) 400~600mm.