

전동식 스탠딩 테이블 KS-500



SPEC

규격(mm)	950 x 800 x 1050~1250 (W x L x H)
무게(kg)	70Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드 스위치, 슬링시트

Features

- 작업 치료 및 기립 훈련용 테이블.
- 핸드 스위치를 통한 편리한 조작.
- 전동식 테이블 높이 조절.
- 전동식 환자기립 조절기능.
- 원터치 방식 테이블 이동 및 고정 장치 부착.



수동식 스탠딩 테이블 KW-600



SPEC

규격(mm)	970 x 700 x 600~1000 (W x L x H)
무게(kg)	30Kg
작동	높이조절 핸들
구성품	본체, 높이조절 핸들, 무릎 받침대, 고정용 벨트

Features

- 스탠딩 테이블, 장애우용 책상, 작업 치료대.
- 테이블 높이 수동 조절.
- 테이블 각도 수동 조절.
- 휠체어 사용자를 위한 넓은 폭.
- 기립용 무릎 받침대 부착.
- 기립고정용 벨트 부착.
- 바퀴를 이용한 쉬운 이동과 고정.