

## 탈부하 보행 보조기 KU-200



### SPEC

규격(mm)	2000 x 1050 x 1900~2200 (W x L x H)
무게(kg)	40Kg
허용하중	150kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구성품	본체, 핸드 스위치, 슬링시트

### Features

- 핸드스위치를 통한 편리한 조작.
- 전동식 높이 조절.
- 충전형 배터리.
- 트레드밀에서 사용 가능.
- 잠금기능이 있는 구동바퀴 장착.
- 허용하중 150kg.



## 체중부하조절 보행보조훈련기 KU-200W



### SPEC

규격(mm)	1200 x 1050 x 1900~2200 (W x L x H)
무게(kg)	40Kg
허용하중	150kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드 스위치
구성품	본체, 핸드 스위치, 슬링시트

### Features

- 환자무게 및 부하량 측정.
- 핸드스위치를 통한 편리한 조작.
- 전동식 높이 조절.
- 충전형 배터리.
- 트레드밀에서 사용 가능.
- 잠금기능이 있는 구동바퀴 장착.
- 허용하중 150kg.