


# 전동 패러렐바 겸용 계단 보행훈련기 SMART STEP

COLOR



## SPEC

규격(mm)	3100 x 1200 x 950~1450mm (W x L x H) (계단높이 : Three stair : 0~140mm, Two stair : 0~185mm)
무게(kg)	170kg
전원	AC220, 60Hz
작동	터치 스위치
구성품	본체, 터치 스위치, 세이프존 카펫



안전을 위한 세이프존 카펫



터치스크린

## Features

- 저소음, 저진동 4모터 구동 방식.
- 알루미늄 소재의 수려한 디자인.
- 파라렐바 사용 가능.
- 계단보행 훈련시 미세높이 조절 가능.
- 매립형 터치스크린으로 높낮이 조절과 실시간 높이 디스플레이
- 3개의 메모리 스위치를 이용한 편리한 조작.
- 작동 시 안전을 위한 세이프존 카펫.
- 계단높이 : Three stair : 0~140mm, Two stair : 0~185mm