

## 충전식 전동이동테이블 Conble CM



### SPEC

규격(mm)	1970 x 700 x 460~900mm (W x L x H)
무게(kg)	70kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	3면 바 스위치
구동	전동 모터 DC24V
구성품	본체, 3면 바 스위치, 사이드레일

### Features

- 저소음 저진동 1모터 구동 방식.
- 전동식 상·하 높이 조절.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.
- 하부프레임 레일 이동방식으로 바닥을 긁지 않고 안전함.
- 충전용 배터리.
- 낙상방지용 사이드레일.
- 4인치 이동용 바퀴 4개.
- 3면 바 스위치로 상·하 조절.



## 접이식 2단 전동 테이블 Conble C2



### SPEC

규격(mm)	1970 X 700 X 460~900 (W x L x H) (머리판 850 X 700 / 몸판 1100 X 700)
무게(kg)	80Kg
전원	AC 220, 60Hz
작동	핸드스위치, 3면바스위치
구동	전동 모터 DC 24V
구성품	본체, 핸드스위치, 3면바스위치

### Features

- 저소음 저진동 3모터 구동 방식.
- 전동식 상·하 높이 조절.
- 전동식 등판 각도 조절.
- X형 Moving 방식으로 상·하조절시 테이블의 전후 이동이 없음.
- 원터치 방식의 이동 및 고정.
- 3면 바 스위치로 상·하 조절.
- 낙상방지용 사이드레일.