

# 제 품 설 명 서

제품명 (국문)	디지털 성인용 경사대 기립훈련기		
제품명 (영문)	Digital Electric Tilt Table		
모델명	CONBLE 104D	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



## 《용 도》

- 직립감각기능 유지, 하지근 토너스유지
- 하지근력강화
- 장기 외상환자의 체위 변환

## 《사 양》

- 저소음 전동 모터 방식, 디지털디스플레이로 각도, 시간표시 및 알람기능, 전자동 기립훈련기능
- 테이블 상.하조절기능 (High 900mm, Low 450mm)
- X형 Moving 방식으로 상하조절시 테이블의 전.후 이동이 없음
- 안전높이 감지센서 내장으로 기립시 바닥에 닿을 위험이 없음.
- 내장 CPU에 의한 시간 및 각도 설정으로 전자동 동작
- 좌우 발판 각도 (0~200°), Arm rest 부착, 최저높이 45cm
- 원터치 방식에 의한 장비이동과 고정

\* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

## 《사 양》

- 규 격 : 2000 × 700 × 450~900mm (L×W×H)
- 각 도 : 0° ~ 90°
- 무 게 : 120kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 작 동 : Hand Switch
- 구성품 - Hand Switch 1EA, Arm rest 2EA, 고정용 벨트 3EA