

# 제품설명서

제품명(국문)	전동 틸트테이블		
제품명(영문)	Electric Tilt Table		
모델명	Conble 54F	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



## 《용 도》

- 직립감각기능 유지, 하지근 토너스유지
- 욕창의 예방
- 기립불능 양쪽마비환자의 요로 결석 예방
- 흉부 호흡운동의 양성
- 장기 임상환자의 체위 변환
- 편마비, 양쪽 마비의 기립성 저혈압 예방
- 기좌순응부전증후군에 대한 점진적 순응
- 체중부하에 의한 하지의 골조송증 방지
- 목 손상, 척추손상의 굴곡수축이나 접촉 예방

## 《특 징》

- 저소음 전동모터방식
- 핸드스위치를 통한 편리한 조작
- 전동실린더에 의한 경사기립각도조절기능(0° ~ 90°)
- 테이블높이 54cm 고정형으로 환자의 이동이 쉬움
- 잠금기능이 있는 구동바퀴(4EA)장착
- 좌우분리형 발판각도 조절기능(수동식)

\* 옵션 : Arm-rest

\* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

## 《사 양》

- 규격 - 2000 x 700 x 540(mm) (가로x세로x높이)
- 무게 - 65kg
- 작동 - Hand Switch
- 전원 - AC 220, 60HZ
- 구동 - 전동모터 DC24V.
- 구성품 - 본체, Hand Switch, 고정용 벨트(3EA)