

제품설명서

제품명(국문)	C-Arm용 전동테이블		
제품명(영문)	C-arm Electric Table		
모델명	Conble C-Arm	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- C-Arm을 이용한 각종 시술

《특 징》

- 저소음 저진동 전동 모터 구동방식
- 접이식 다리 받침대 부착
- 간편한 고정 및 이동 장치 부착
- 3D 투시 가능 (매트부분 : X-ray투과 장애물 없음)
- 최저높이 70cm, 최고높이 95cm 조절가능
- C-Arm 가동범위 : 1400mm
- 원터치 방식 이동 및 고정 장치 부착
- 전후 틸팅기능

* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 2000 x 600 x 700~950mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 65kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 작 동 : Hand Switch / Foot Switch
- 구성품 - 본체, Hand Switch, Foot Switch