

제품설명서

제품명(국문)	다기능 소아용 전동 틸트테이블		
제품명(영문)	Multi-Function Pediatric Tilt Table		
모델명	Conble CT	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 직립감각기능 유지, 하지근 톤유지
- 욕창의 예방
- 양쪽마비환자의 요로 결석 예방
- 흉부 호흡운동의 양성
- 장기 임상환자의 체위 변환
- 편마비, 양쪽 마비의 기립성 저혈압 또는 기좌순응부전증후군에 대한 점진적 순응
- 체중부하에 의한 하지의 골조송증 방지
- 목 손상, 척추손상의 굴곡수축이나 접촉예방

《특 징》

- 소아용 틸트테이블, 작업 치료대, prone stander기능
- 테이블 높이 고정형(55cm)
- 전동 실린더에 의한 경사기립각도 조절(0°~90°)
- 좌우 발판 각도 조절기능(±20°)
- 각도 조절식 작업치료대 부착
- 잠금기능이 있는 구동바퀴(4EA) 장착
- 주저앉음 방지 기능, 발목고정 기능
- 키높이 조절 기능
- 좌우분리형 손잡이

* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 1540 x 610 x 550mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 60kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 - 본체, Hand Switch, 고정용 벨트(2EA)