

# 제품설명서

제품명(국문)	1단 전동테이블		
제품명(영문)	Electric Table		
모델명	Conble G1	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



## 《용 도》

- 정형 물리 치료용 테이블
- 높낮이 자동으로 조절.
- 환자의 치료 자세를 바르게 하고 치료사가 정확한 치료기법을 사용하게 한다.

## 《특 징》

- 저소음 저진동 전동 모터 구동방식
- 풋 스위치를 통한 편리한 조작
- 전동 실린더에 의한 테이블 상·하 높이조절
- X형 Moving방식으로 상하조절시 테이블의 전후 이동이 없음
- 하부 프레임 레일 이동방식으로 바닥을 긁지 않고 안전함
- 구동바퀴 2EA장착

\* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

## 《사 양》

- 규 격 : 2000 x 1200 x 460~900mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 68kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 - 본체, Foot Switch
- 옵션 : Hand Switch