

제품설명서

| | | | |
|---------|------------------------|-------|----------------|
| 제품명(국문) | 스페셜 2단 전동테이블 | | |
| 제품명(영문) | 2 Stage Electric Table | | |
| 모델명 | CONBLE G2 | 제 조 원 | 한국, (주)광원메디텍 社 |



《용 도》

- 정형 물리 치료용 테이블
- 높낮이 자동으로 조절.
- 환자의 치료 자세를 바르게 하고 치료사가 정확한 치료기법을 사용하게 한다.

《특 징》

- 저소음 저진동 전동 모터 구동방식
- 풋 스위치를 통한 편리한 조작
- 전동 실린더에 의한 테이블 상·하 높이조절
- X형 Moving방식으로 상하조절시 테이블의 전후 이동이 없음
- 하부 프레임 레일 이동방식으로 바닥을 긁지 않고 안전함
- 구동바퀴 2EA장착
- 페이스홀 및 페이스홀 마개
- 가스 쇼바에 의한 머리부분 각도 조절(-90°~40°)
- 심플한 디자인

* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 2000 x 700 x 460~900mm (가로×세로×높이)
- 무 계 : 70kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체, Foot Switch
- 옵션 : Hand Switch