

제품설명서

제품명(국문)	1단 보바스·보이타 테이블		
제품명(영문)	Bobath·Voita Table		
모델명	Conble GB1	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 보바스·보이타 치료용

《특 징》

- 저소음 저진동 전동 모터 구동방식
- 풋 스위치를 통한 편리한 조작
- 전동 실린더에 의한 테이블 상·하 높이조절
- X형 Moving방식으로 상하조절시 테이블의 전후 이동이 없음
- 구동바퀴(2EA) 장착

* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 2000 x 1200 x 460~900mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 80kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 - 본체, Foot Switch
- 옵션 : Hand Switch