

제 품 설 명 서

제품명 (국문)	2단 보바스, 보이타 테이블		
제품명 (영문)	Bobath, Voita Table		
모 델 명	CONBLE GB2	제 조 원	한국, 광원메디텍 社



《특 정》

- 저소음, 저진동 전동모터 구동방식 (2모터)
- 풋 스위치를 통한 편리한 조작
- 전동 실린더에 의한 테이블 상, 하 높이조절기능 (460~900 mm)
- X 형 MOVING방식으로 상하조절시 테이블의 전후이동이 없음
- 원터치방식 이동 및 고정장치 부착
- 하부 프레임 레일 이동방식으로 바닥을 긁지 않고 안전함
- 구동바퀴 2EA 장착
- 가스 쇼바에 의한 머리부분 각도 조절 (-90~40°)

《사 양》

- 규 격 : 2000 x 1200 x 460~900mm (가로x세로x높이)
- 무 게 : 110kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 작 동 : 풋스위치
- 구 동 : 전동모터 DC24V, 2모터
- 구성품 : 본체, 풋스위치