

제품설명서

제품명(국문)	슬라이드 하지재활장비		
제품명(영문)	Leg Rehabilitation Equipment		
모델명	CONBLE LS	제조원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 하지근력 강화훈련
- 경사기립훈련

《특 징》

- 저소음, 저진동 전동모터 구동방식
 - 틸트테이블과 슬라이딩 매트를 조합한 하지재활 훈련장비
 - 중력에 의한 체중부하 조절을 통한 하지재활
 - 하지근육의 미세 조절능력 강화 훈련
 - 전동식 경사조절 (0° ~ 43°)
 - 편마비 환자를 위한 좌우발판 분리 기능
 - 슬관절 굽힘 각도 조절기능
 - 건축다리의 훈련방해 배제를 위한 분리장치
 - 전동식 UP/DOWN (58~82.5cm)
- * 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 2100 × 660 × 580~8250mm (가로×세로×높이)
- 각 도 : 0° ~ 43°
- 무 게 : 164kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체, Hand Switch 1EA, 고정용 벨트 1EA