

제품설명서

제품명(국문)	1단 보바스·보이타 테이블		
제품명(영문)	Bobath, Vojita Table		
모델명	CONBLE NB1	제조원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 보바스, 보이타 치료용 테이블
- 환자의 치료 자세를 바르게 하고 치료사가 정확한 치료기법을 사용하게 한다

《특 징》

- 저소음, 저진동 전동모터 구동방식
- 전동 실린더에 의한 테이블 상/하 높이 조절
- X형 Moving방식으로 상하조절시 테이블의 전/후 이동이 없음
- 원터치 방식 이동 및 고정 장치 부착
- 버튼형 핸드스위치와 원터치형 풋스위치를 동시사용
- 넓은매트로 보바스, 보이타 치료를 용이하게 함
- 최저높이 46cm
- 3면에서 사용가능한 편리한 Bar Switch(옵션)

《사 양》

- 규 격 : 2000 x 1200 x 460~900mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 105kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 작 동 : Hand Switch, Foot Switch
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체, Hand Switch, Foot Switch
- 옵션 : Bar Switch