

제품설명서

제품명(국문)	틸트테이블 겸용 환자용침대		
제품명(영문)	Bed for patient both tilt table		
모델명	CONBLE TB	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 틸트테이블에 의한 기립훈련이 필요한 환자에게 틸트테이블 겸용 환자용 침대로서의 기능을 제공. 특히 자택에서 기립훈련이 필요한 환자에게 용이하다.

《특 징》

- 저소음, 저진동 전동모터 구동방식
- 전동모터에 의한 침대각도 조절기능(0°~90°)
- 전동모터에 의한 상체부분 경사조절기능(0°~80°)
- 침대에서 이동없이 기립훈련가능
- 사이드레일 부착
- 접이식 식탁 부착
- 틸트테이블 기능

《사 양》

- 규 격 : 2000 x 1000 x 540mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 1200kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 작 동 : Hand Switch
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체, Hand Switch, 접이식 식탁, 고정용 벨트