

# 제품설명서

제품명(국문)	4 단 전동테이블		
제품명(영문)	4 Section Electric Table		
모델명	CONBLE NS10	제 조 원	한국, (주)광원메디텍



## 《용 도》

- 정형 도수치료용 테이블
- 환자의 치료 자세를 바르게 하고 치료사가 정확한 치료기법을 사용하게 한다

## 《특 징》

- 저소음, 저진동 전동모터 구동방식
- 전동 실린더에 의한 테이블 상/하 높이 조절
- 머리, 허리, 다리의 4단 각도 조절
- 가스쇼바에 의한 머리, 다리 각도 조절
- 전동실린더에 의한 허리 각도 조절
- 양쪽 팔걸이 높낮이 조절
- 페이스홀 및 홀마개
- L Type Moving 방식으로 상하조절시 테이블의 전/후 이동이 없음
- 원터치 방식 이동 및 고정 장치 부착
- 3면에서 사용가능한 편리한 Bar Switch

## 《사 양》

- 규 격 : 1970 x 700 x 490~930mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 120kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 작 동 : Hand Switch, Bar Switch
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체, Hand Switch, Bar Switch