

제품설명서

제품명(국문)	접이식 2단 전동테이블		
제품명(영문)	Folding 2 Stage Electric Table		
모델명	Conble C2	제 조 원	한국,(주)광원메디텍



《용 도》

- 정형 물리 치료용 테이블
- 높낮이 자동으로 조절
- 환자의 치료 자세를 바르게 하고 치료사가 정확한 치료기법을 사용하게 한다

《특 징》

- 저소음, 저진동 전동모터 구동방식
- 전동 실린더에 의한 테이블 상/하 높이 조절
- X형 Moving방식으로 상하조절시 테이블의 전/후 이동이 없음
- 원터치 방식 이동 및 고정 장치 부착
- 사이드레일 장착
- 2모터 장치

《사 양》

- 규 격 : 1970 x 700 x 460~900mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 80kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 작 동 : 핸드스위치, 3면 바스위치
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체, 핸드스위치, 3면 바스위치