

제품설명서

제품명(국문)	환자이동용 리프트		
제품명(영문)	Portable Patient Lift		
모델명	KL-300	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 환자를 침대, 휠체어 등 원하는 장소로 이동시키는 용도

《특 징》

- 저소음 저진동 전동 모터 구동방식
- 핸드스위치를 통한 편리한 조작
- 전동 실린더에 의한 높이조절
- 충전형 배터리 내장
- 앞바퀴 폭 조절 기능
- 구동바퀴 2EA장착

* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 1400 x 850 x 1060~1915mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 65kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 - 본체, Hand Switch, 무릎받침대, 슬링시트