

제 품 설 명 서

제품명 (국문)	전동파라렐바		
제품명 (영문)	Electric Parallel Bar		
모 델 명	KP-100	제 조 원	한국, 광원메디텍 社



《용 도》

- 전동높이 조절 및 좌우조절이 용이하며 보행이 불편한 분들이 바를 이용 걷는 연습을 반복하여 다리의 힘을 강화시켜주고 보행시 다리 꼬임방지 보조대가 있어 보행자세의 교정을 도와 줌.

《사 양》

- 저소음 고속 3단 동기제어 전동실린더방식
- 축회전방식이 아닌 4개의 기동이 각각 동작하여 높낮이 조절.
- 높이조절기능(650mm ~ 1050mm)
- 좌우 각각 조절가능.
- 폭조절(수동) : 400mm ~ 600mm
- 규격 : 베이스 보드 (900 X 3000), 환자 보행부 (400~600(W) X 3000(L) X 650 ~ 1050(H)mm)