

제품설명서

제품명(국문)	전동식 스탠딩테이블		
제품명(영문)	Electric Stand-In Table		
모델명	KS-500	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 작업치료 및 기립훈련용 테이블
- 편마비, 양쪽 마비의 기립성 저혈압 예방
- 체중부하에 의한 하지의 골조송증 방지

《특 징》

- 핸드스위치를 통한 편리한 조작
- 전동실린더에 의한 높이조절
- 기립 전동 조절기능
- 원터치 방식 테이블 이동 및 고정장치 부착
- 등받이에 의한 편안한 기립자세 유지
- 두 개의 전동실린더에 의한 기립 및 높낮이 조절

* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 950 x 800 x 1050~1250mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 70kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 모 터 : DC Motor 24V
- 작 동 : Hand Switch
- 구성품 : 본체, Hand Switch, 슬링시트