

제품설명서

제품명(국문) 탈부하 보행보조기

제품명(영문) Unweighing System

모델명 KU-200

제 조 원

한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 보행치료 동안에 상반신 체중 지지에 의해 신체균형을 유지하게 함으로써 올바른 보행자세를 유도하는 보행보조 리프팅 시스템
- 재활 초기에 적절한 걸음이 자세가 되도록 함
- 올바른 자세에 대한 감각을 지속적으로 인지시킴
- 트레드밀에서 사용가능

《특 징》

- 핸드스위치를 통한 편리한 조작
- 전동실린더에 의한 높이조절
- 충전형 배터리 내장
- 트레드밀에서 사용가능
- 잠금기능이 있는 구동바퀴 장착

* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 1200 x 1050 x 1900~2200mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 40kg
- 높이조절범위 : 300mm(*300mm 이상은 주문사양)
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 모 터 : DC Motor 24V
- 작 동 : Hand Switch
- 구성품 : 본체, Hand Switch, 슬링시트