

제 품 설 명 서

제품명 (국문)	체중부하조절 보행보조훈련기		
제품명 (영문)	Unweighing system		
모 델 명	KU-200W	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도 / 특 징》

- 보행치료 동안에 상반신 체중 지지에 의해 신체균형을 유지토록 함으로써 올바른 보행자세를 유도하는 보행보조 리프팅 시스템
- 재활 초기에 적절한 걸음이 자세가 되도록 함
- 올바른 자세에 대한 감각을 지속적으로 인지시킴
- 트레드밀에서 사용가능
- 밧데리 충전식으로 이동훈련이 쉽다.
- 환자의 체중경감정도를 실시간으로 확인할 수 있음

《사 양》

- L X W X H : 1200 X 1050 X 1900~2200mm
- 최대허용하중 : 150Kg
- 높이조절범위 : 300mm (*300mm 이상은 주문사양-500mm까지 가능)
- 구동방식 : 충전식 밧데리에 의해 조절되는 전동 높이조절 시스템
- 구성 : 본체, 핸드스위치 1ea, 슬링 1set, 충전기내장밧데리 1set, 하중측정용 인디케이터, 센서*2 대,중,소 3개의 하네스