

제품설명서

제품명(국문)	수동식 스탠딩 테이블		
제품명(영문)	Stand-In Table		
모델명	KW-600	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社



《용 도》

- 스탠딩테이블, 장애우용 책상, 작업치료대

《특 정》

- 테이블 높이 수동 조절
- 테이블 각도 수동 조절
- 휠체어 사용자를 위한 넓은 폭
- 기립용 무릎 받침대 부착
- 기립고정용 벨트 부착
- 바퀴를 이용한 쉬운 이동과 고정

* 제품의 성능개선을 위하여 본 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

《사 양》

- 규 격 : 970 x 900 x 600~1000mm (가로×세로×높이)
- 무 게 : 30kg
- 구성품 : 본체, 무릎 받침대, 고정용 벨트