

제품설명서

제품명(국문)	전동식 패러렐바 겸용 계단 보행훈련기		
제품명(영문)			
모델명	Smart Step	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 사



《용 도》

- 패러렐바 사용
- 계단 보행훈련기 사용

《특 징》

- 저소음, 저진동 4모터 구동방식
- 알루미늄 소재의 수려한 디자인
- 패러렐바 사용 기능
- 계단보행 훈련시 미세 높이 조절 기능

《사 양》

- 규 격 : 최대 길이: 3100mm 최소 길이: 2820mm 내측 폭: 720mm 외측 폭: 1200mm
최고 높이: 1500mm 최소 높이: 955mm 바닥 높이 : 65mm
- 계단 높이 : Three stair: 0 ~ 140mm Two stair: 0 ~ 185mm
- Stroke : 500mm
- 무 게 : 170kg
- 전 원 : AC 220V 60Hz
- 작 동 : Hand Switch
- MOTOR : DC Motor 24V
- 구성품 : 본체1, 세이프존 카펫 1, Hand Switch1