

제품설명서

제품명(국문)	전동식 보행 재활장비		
제품명(영문)			
모델명	Walking Romo	제 조 원	한국, (주)광원메디텍 社
			
<p>《용 도》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 하지근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용하는 전동식 로봇 보행 재활기구 ■ 환자의 상태에 따라 보행 속도, 보폭, 시간을 설정하여 훈련 가능 			
<p>《특 징》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 저소음, 저진동 전동모터 구동방식 ■ 보행 속도 20단계 조절 기능 ■ 보폭 50단계 조절기능 ■ 운동시간 설정기능 ■ 낙상방지 및 탈부하를 위한 하네스 착용과 리프팅 시스템 장치 ■ 핸드스위치를 이용한 태블릿 PC 운용 조정 시스템 ■ 무릎각도 조정 장치 ■ 발목각도 조정 장치 ■ 기어에 제어되는 능동보행재활운동 기능 ■ 환자별 관리 시스템 			
<p>《사 양》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 규 격 : 최대 길이: 1010mm 내측 폭: 646mm 외측 폭: 942mm 최고 높이: 2310mm 최소 높이: 1635mm ■ Lifting Stroke : 675mm ■ 무 계 : 150kg ■ 전 원 : AC 220V 60Hz ■ 작 동 : Hand Switch, Lifting Hand Switch, Tablet PC ■ MOTOR : DC Motor 24V, AC Motor 750W ■ 구성품 : 본체, Hand Switch, Lifting Hand Switch, Tablet PC, 하네스 			